

## 華德產品變更說明函 Product Change Notification

PCR 案號：PCR200723001 變更主題：5.2*20mm 管裝玻璃及陶瓷保險絲 生效日期：自然切換	對應窗口： <input style="width: 100%;" type="text"/> 聯絡方式： <input style="width: 100%;" type="text"/> E-mail： <input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---



<input type="checkbox"/> 產品組裝	<input type="checkbox"/> 規格書	<input type="checkbox"/> 技術更新	<input type="checkbox"/> 外觀結構	<input type="checkbox"/> 產品文印	<input type="checkbox"/> 產品廢止停產
<input type="checkbox"/> 生產設備	<input type="checkbox"/> 原材料	<input type="checkbox"/> 測試規範	<input type="checkbox"/> 製程工藝	<input checked="" type="checkbox"/> 包裝方式	<input type="checkbox"/> 其他:

**產品變更簡述:**

- 現有 5.2\*20mm 管狀帶腳製品為 100PCS/袋，會由人工稱重後手工裝入小膠袋，而因引腳較長，需要來回抖動膠袋；
- 裝袋後中間位置高於四周（因保險絲本體直徑大），故 5 袋疊加於一小盒內不會平衡，需要手工再次抖動前壓正；基於以上兩點，過程中的手工動作會造成引腳彎曲及少量變形，故在 19 年有和 L 客戶多次配合整改，最終採用以下右側變更後的包裝方式，且經 L 客戶試用 1 年多來沒有問題，效果良好！

故特向貴司申請變更此包裝方式，如有需要也可提供一批調整品試用！  
 感謝貴司一直以來對華德的支持！！

	調整前	調整後	
用一塊氣泡墊，膠袋盛裝疊放 5 層，每袋 100pcs			用一塊氣泡墊 S 型疊放 5 層，每層 100pcs
內盒尺寸(長/寬/高)： 15.7cm*12.4cm*8.4cm 每盒 500pcs			內盒尺寸(長/寬/高)： 26.5cm*9cm*6.6cm 每盒 500pcs
裝 20 盒，一層 10 盒，每箱 10000pcs			裝 20 盒，一層 10 盒，每箱 10000pcs
外箱尺寸(長/寬/高)： 45.1cm*34.5cm*27.5cm 每箱 10000pcs			外箱尺寸(長/寬/高)： 55.5cm*35cm*20cm 每箱 10000pcs

產品經理：程錦 簽名：  日期：2020年07月22日 公司章： 	客戶名稱：  意見：  簽字或公司章：
--	---------------------------------